



Sterile gebrauchsfertige Lösung auf Basis von nichtionischen Tensiden zur Reinigung von Flächen in Reinräumen.

perform® sterile Cleaner ND

Unser Plus:

- gebrauchsfertig
- steril (γ -bestrahlt) und keimfiltriert (0,2 μm)
- im handlichen, sterilen 500 ml Sprühsystem
- farbstoff- und parfümfrei
- hervorragende Reinigungsleistung

Anwendungsbereiche

Desinfektion von Oberflächen und Ausstattungen/Geräten in Reinräumen. Besonders für Bereiche der Reinheitsklassen A und B, entsprechend:

- EG-Leitfaden einer Guten Herstellungspraxis für Arzneimittel; Annex 1: Herstellung steriler Arzneimittel, 2003
- Manufacturing Chemists' Association (MCA) "Rules and Guidelines for pharmaceutical manufacturers and distributors", 2003; Annex 1, Manufacture of sterile medicinal products.
- FDA Draft Guidance for Industry: Sterile Drug Products Produced by Aseptic Processing, U.S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration, August 2003

Anwendungshinweise

Perform® sterile Cleaner ND unverdünnt auf Gegenstände und Flächen aufbringen und ggf. nachwischen.

Produktdaten

Kennzeichnung gemäß VO (EG) Nr. 648/2004: < 5 % nichtionische Tenside

Chemisch-physikalische Daten:

Aussehen:	klare, farblose Flüssigkeit
Dichte bei 20 °C:	1,0 g/cm ³
pH-Wert:	ca. 5,0

Besondere Hinweise

Das sterile 500 ml-Sprühsystem bietet folgende Vorteile:

- besonders handlich und platzsparend
- ergonomisch geformte Sprühpumpe ruscht nicht aus der behandschuhten Hand
- auch nach Anbruch steril

Die Flaschen sind steril (mit Bestrahlungsindikator) und einzeln doppelt umverpackt.

Lieferformen / Verpackungseinheiten

Gebindegrößen	Verpackungseinheiten	Art. Nr.
500 -ml- Sprühflasche	10 x 500 ml	182002

Umweltinformation

Schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Informationen

Einen Überblick aller zum Präparat Perform® sterile Cleaner ND vorliegenden Gutachten/Literatur finden Sie im Internet unter www.schuelke.com

Für Ihre individuellen Fragen: Produkt-/Anwendungsberatung
Telefon 040 / 521 00-666



Schülke & Mayr GmbH ist zertifiziert gemäß DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 13485 (Reg.-Nr.004567-MP23) und verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem gem. Öko-Audit-Verordnung (Reg.-Nr. D-150-00003).

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt
Telefon 040 / 521 00-0
Telefax 040 / 521 00-247
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstrasse 58
CH-8003 Zürich
Telefon (44) 466 55 44
Telefax (44) 466 55 33
mail.ch@schuelke.com

Schülke & Mayr Ges.m.b.H
Seidengasse 9
A-1070 Wien
Telefon (1) 523 25 01-0
Telefax (1) 523 25 01-60
office@schuelke-mayr.at